

Простой выбор



**Сверхтонкие
одноразовые иглы
для использования
с инъекционными
системами
для введения
инсулина**



НОВОфайн®

Сверхтонкие иглы для шприц-ручек и инъекторов

Иглы НовоФайн® для использования со всеми системами для введения инсулина компании Ново Нордиск

Инъекторы

- НовоПен® 3
- НовоПен® 4

Предварительно заполненные шприц-ручки

- ФлексПен®
- Виктоза®

Доказана совместимость игл НовоФайн® со следующими инъекционными системами¹

Системы многоразового использования

- БерлиПен® 302
- Аутопен® Классик
- Аутопен® 24
- Омникан® 31
- ОптиПен® Про 1
- Ипсopen®
- БерлиПен® Арео
- БерлиПен® Арео 2
- ХумаПен® Люкса
- ХумаПен® Люкса ДТ
- ХумаПен® Мемо
- ОптиКлик®
- ТактиПен®

Предварительно заполненные шприц-ручки

- Липролог®
- Липролог® Микс 25™ КвикПен
- Хуминсулин®
- Хумалог® Микс 25™ КвикПен
- ОптиСет®
- СолоСтар®
- Баета®



Метод тестирования¹

1. Установка и снятие иглы НовоФайн® в соответствии с ISO 11608-2;
2. Подтверждение достаточности прокола мембраны картриджа посредством введения воздуха;
3. Проверка достаточности прокола мембраны картриджа с помощью рентгеновского сканирования иглы, установленной на систему для введения инсулина.

Обзор продукции



НовоФайн® 30G, 8 мм, 100 штук



НовоФайн® 31G, 6 мм, 100 штук

Два варианта иглы – 6 и 8 мм – создают возможность индивидуального подбора иглы для каждого пациента, что помогает избежать случайного внутримышечного введения инсулина².

Представительство компании Ново Нордиск А/С

Россия, 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, 38, офис 11
Телефон: +7 495 956 11 32, факс: +7 495 956 50 13

Горячая линия «Сахарный диабет»: 8 800 3333 706

(звонок по России бесплатный)

www.novonordisk.ru www.novonordisk.com



НОВОФайн®

Сверхтонкие иглы для шприц-ручек и инъекторов